



Be Right™



Réactifs Chemkeys pour dureté totale (TH), gamme basse (boîte de 25)

Réf. produit: 8636400

Réactifs Chemkeys pour dureté totale (TH), gamme basse, échelle de 3 - 100 mg/L CaCO₃. Pour Analyseur Portable Parallèle SL1000/SL250 (PPA).

Caractéristiques

Instrument:	SL1000, SL250
Numéro de méthode:	10284
Paramètres:	Dureté
Plage de mesure:	3 - 100 mg/L CaCO ₃
Plateforme:	Chemkeys
Volume / taille du carton:	Paquet de 25