



Stabcal Etalon Turbidité Formazine stabilisée 20 NTU

Réf. produit: 2660142



Précis, des solutions de formazine pré-dosées

Avec une technologie de fabrication propre, Hach prépare des étalons StabCal dans des concentrations précises dans une large gamme de concentrations pour turbidimètres.

Basé sur les étalons primaires de Formazine

Grâce à sa technologie de fabrication exclusive, Hach prépare ses solutions Stabcal selon les normes selon des concentrations précises - fournir des étalonnages précis pour turbidimètre.

Amélioration de la stabilité économise du temps et du travail

Hach a été le premier à appliquer la formazine comme étalon de turbidité dans le secteur de l'eau potable, depuis plus de 40 ans et des décennies d'expérience dans la mesure de la turbidité.

Confiance dans les résultats

Hach a été le premier à appliquer la formazine comme étalon de turbidité dans le secteur de l'eau potable, depuis plus de 40 ans et des décennies d'expérience dans la mesure de la turbidité.

▼ Caractéristiques

Concentration:	20 NTU
Plateforme:	Solution
Shelf Life (days) as of shipment date:	150