



# Stabcal Etalon Turbidité Formazine stabilisée 800 NT

Réf. produit: 2660542



## Précises, des solutions de Formazine pré-dosées

Avec une technologie de fabrication propre, Hach prépare des étalons StabCal dans des concentrations précises dans une large gamme de concentrations pour turbidimètres.

## Basé sur des étalons primaires de Formazine

Grâce à sa technologie de fabrication exclusive, Hach prépare ses solutions Stabcal selon les normes selon des concentrations précises - fournir des étalonnages précis pour turbidimètre.

## Amélioration de la stabilité économise du temps et du travail

Bien que les étalons primaires de formazine puissent être préparés directement en laboratoire selon la norme, le processus avec des étalons dilués ne sont pas stables. StabCal est une version stabilisée de formazine - fournir des résultats reproductibles, sans peaufiner le laboratoire.

## Confiance dans les résultats

Hach a été le premier à appliquer la formazine comme étalon de turbidité dans le secteur de l'eau potable, depuis plus de 40 ans et des décennies d'expérience dans la mesure de la turbidité.

### ▼ Caractéristiques

<b>Concentration:</b>	800 NTU
<b>Plateforme:</b>	Solution
<b>Shelf Life (days) as of shipment date:</b>	150
<b>Volume / taille du carton:</b>	100 mL