



Stabcal Etalons de turbidité Formazine stabilisée 100



Réf. produit: 2660249

Précises, des solutions de Formazine pré-dosées

Avec une technologie de fabrication propre, Hach prépare des étalons Stabcal dans des concentrations précises dans une large gamme de concentrations pour turbidimètres.

Basé sur les étalons primaires de Formazine

Grâce à sa technologie de fabrication exclusive, Hach prépare ses solutions Stabcal selon les normes selon des concentrations précises - fournir des étalonnages précis pour turbidimètre.

Amélioration de la stabilité économise du temps et du travail

Bien que les étalons primaires de formazine puissent être préparés directement en laboratoire selon la norme, le processus de préparation d'étalons dilués ne sont pas stables. Stabcal est une version stabilisée de formazine - fournir des résultats reproductibles, sans perte.

Confiance dans les résultats

Hach a été le premier à appliquer la formazine comme étalon de turbidité dans le secteur de l'eau potable, depuis plus de 40 ans de décennies d'expérience dans la mesure de la turbidité.

▼ Caractéristiques

Concentration:	100 NTU
Plateforme:	Solution
Shelf Life (days) as of shipment date:	150
Volume / taille du carton:	500 mL ml