



Kit d'étalonnage avec étalons de turbidité Stablcal, 0



Réf. produit: 2662105

Précis, solutions de formazine prémélangées

En s'appuyant sur sa propre technologie de fabrication, Hach prépare les étalons StablCal à des concentrations précises, ce qui j exacte.

Repose sur les étalons primaires de formazine

Les étalons de turbidité à la formazine stabilisée StablCal contiennent le même polymère de diffusion de la lumière que les étal formazine, et offrent des performances équivalentes.

Stabilité accrue pour un gain de temps et de main-d'oeuvre

Les étalons primaires de formazine peuvent être préparés directement en laboratoire, mais ce processus prend du temps et les version stabilisée de la formazine qui permet d'obtenir des résultats reproductibles, sans avoir à passer par une phase fastidieus

Des résultats dans lesquels vous pouvez avoir confiance

Hach a été la première entreprise à proposer la formazine comme étalon de turbidité dans l'industrie de l'eau potable, il y a de c de plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la mesure de la turbidité.

▼ Caractéristiques

Concentration:	< 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
Instrument:	2100N, 2100N IS, TL2300 and TL2310 IS
Paramètres:	Turbidité
Shelf Life (days) as of shipment date:	365
Volume / taille du carton:	Jeu de 5