



Stabcal Etalons de turbidité Formazine stabilisée 200 NTU (500 ml)

Réf. produit: 2660449



Précises, des solutions de formazine prédosées

Avec une technologie de fabrication propre, Hach prépare des étalons Stabcal dans des concentrations précises dans une large gamme de concentrations - fourniture d'étalons précis pour turbidimètres.

Basé sur des étalons primaires de Formazine

Grâce à sa technologie de fabrication exclusive, Hach prépare ses solutions Stabcal selon les normes selon des concentrations précises et avec une grande variété de concentrations - fournir des étalonnages précis pour turbidimètre.

Amélioration de la stabilité économise du temps et du travail

Bien que les étalons primaires de formazine puissent être préparés directement en laboratoire selon la norme, le processus amène un surplus de travail et de temps - et les étalons dilués ne sont pas stables. Stabcal est une version stabilisée de formazine - fournir des résultats reproductibles, sans perte de temps et d'effort coûteux pour le laboratoire.

Confiance dans les résultats

Hach a été le premier à appliquer la formazine comme étalon de turbidité dans le secteur de l'eau potable, depuis plus de 40 ans. Les solutions Stabcal normées s'appuient sur des décennies d'expérience dans la mesure de la turbidité.

▼ Caractéristiques

Concentration:	200 NTU
Plateforme:	Solution
Shelf Life (days) as of shipment date:	150
Volume / taille du carton:	500 mL