



## Solution étalon d'ammonium, 2,5 mg/L NH<sub>4</sub>-N, 1 000 mL

Réf. produit: LCA505



### ▼ Caractéristiques

<b>Concentration:</b>	2,5 mg/L NH <sub>4</sub> -N
<b>Conditions de stockage:</b>	15 - 25 °C (protection contre la lumière)
<b>Paramètres:</b>	Ammonium
<b>Shelf Life (days) as of shipment date:</b>	150
<b>Volume / taille du carton:</b>	100 mL