

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Référence | 776008 |
| Désignation | Portoir pour boîte de Pétri |



Description :

- ✓ Portoir en acier inox
- ✓ Pour incubation des boîtes de Pétri

Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour boîtes 90 mm
- ✓ Capacité : 2 x 6 boîtes
- ✓ Dimensions : 115 x 115 mm

Unité de vente :

20 Portoirs pour boîtes de Pétri
