




Be Right™



Réactifs Chemkey pour le pH (boîte de 25)

Réf. produit: 9759000

Utilisez l'analyseur parallèle portable (PPA) SL1000/SL250 pour des tests de la qualité de l'eau rationalisés au maximum.

Chemkeys pour le pH, plage 6,3 - 9,0. Pour l'analyseur portable parallèle SL1000/SL250 (PPA).

Épargnez-vous les problèmes liés aux sondes de pH et à l'étalonnage sur le terrain grâce à notre Chemkey de pH colorimétrique facile à utiliser. L'analyseur parallèle portable (PPA) Hach SL1000/SL250 réalise les mêmes tests avec moitié moins d'étapes manuelles. Obtenez des résultats extrêmement précis beaucoup plus rapidement et en minimisant les erreurs. Jusqu'à six paramètres, testés simultanément. Le SL1000/SL250 est un colorimètre portable qui permet des tests plus rapides à l'aide de réactifs Chemkey au lieu de sachets de poudre. Tous les produits et processus chimiques sont déjà présents dans les réactifs Chemkey.

Les possesseurs actuels de l'instrument SL1000/SL250 qui souhaitent tester le pH doivent effectuer une mise à jour logicielle. Ce logiciel est téléchargeable depuis l'onglet Downloads de la page de l'instrument SL1000/SL250.

Caractéristiques

Instrument:	SL1000, SL250
Numéro de méthode:	10298
Paramètres:	pH
Plage de mesure:	pH 6,3 - 9,0
Plateforme:	Chemkeys
Volume / taille du carton:	Paquet de 25