

FICHE TECHNIQUE

Référence	776354A
Désignation	Pointe 300 µl

Description

- ✓ Description : Pointe SAPPHIRE Greiner Bio-One
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel

Certificats

- ✓ Stérile : non

Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : universelle, compatible avec la plupart des micropipettes
- ✓ Volume : 300 µl
- ✓ Dimensions : (Long x Ø int) 59,5 x 7,1 mm
- ✓ Conditionnement : recharge de 10 x 96 pointes

Unité de vente :

960 Pointes
