



Be Right™



## Kit de test, titrateur numérique universel

Réf. produit:

2270900

Dangereux



### Titrages précis et pratiques sans l'encombrement, la fragilité ou la perte d'une burette classique.

Kit titrateur numérique universel avec titrateur numérique, manuel, éprouvette graduée de 100 ml, fioles Erlenmeyer de 125 et 250 ml, flacon de déminéralisateur, clipper et mallette de transport rigide.

#### Des résultats précis, où et quand vous en avez besoin

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

#### Rapide et flexible

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

#### Polyvalent

More than 50 parameter/range combinations are available

#### Economique

Concentrated titrants allow 40 - 100 typical titrations per cartridge.

## Caractéristiques

Accessoires inclus:	Oui
Contenu de la boîte:	Comprend un titrateur numérique, un manuel, une éprouvette graduée de 10 ml, des fioles Erlenmeyer de 125 et 250 ml, un flacon de déminéralisateur et une mallette de transport.
Inclus:	Digital Titrator with accessories in carrying case
Poids:	0,132 kg
Précision:	± 1 % (l'incertitude des mesures s'élève à 1 chiffre, La plupart des échantillons nécessitent plus de 100 chiffres)

## Contenu de la boîte

Comprend un titrateur numérique, un manuel, une éprouvette graduée de 10 ml, des fioles Erlenmeyer de 125 et 250 ml, un flacon de déminéralisateur et une mallette de transport.