

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------------------|
| Référence | 777019 |
| Désignation | Agarose D5 100 g |

Description :

- ✓ High gel strength (for pulsed field technique)
- ✓ Agarose standard employée dans des techniques d'électrophorèse
- ✓ Agarose de haute résolution
- ✓ Agarose avec un point bas de fusion pour récupération de DNA
- ✓ Milieux déshydratés pour biologie moléculaire
- ✓ Acrylamides en solution et tampons
- ✓ Apparence : poudre fine, homogène
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Conditions de stockage : T°C min 2°C / T°C max 25°C
- ✓ Conditionnement : 100 g

Unité de vente :

1 Agarose D5 – 100 g
