

FICHE TECHNIQUE

Référence	777025
Désignation	Agarose LM 50 g

Description :

- ✓ Low melting point
- ✓ Agarose à bas point de fusion
- ✓ Dureté du gel inférieur aux agaroses standards
- ✓ Clarté plus élevée
- ✓ Utilisée en électrophorèse de fragments d'ADN = 1000 pb, traitement enzymatique en gel, électrophorèse préparative et analyse et récupération de gros fragments d'ADN pour d'autres applications
- ✓ Apparence : poudre fine, homogène
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Conditions de stockage : T°C min 2°C / T°C max 25°C
- ✓ Conditionnement : 50 g

Unité de vente :

1 Agarose LM – 50 g
