

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	777028
<b>Désignation</b>	Agarose LM 500 g

---

### Description :

- ✓ Low melting point
- ✓ Agarose à bas point de fusion
- ✓ Dureté du gel inférieur aux agaroses standards
- ✓ Clarté plus élevée
- ✓ Utilisée en électrophorèse de fragments d'ADN = 1000 pb, traitement enzymatique en gel, électrophorèse préparative et analyse et récupération de gros fragments d'ADN pour d'autres applications
- ✓ Apparence : poudre fine, homogène
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Conditions de stockage : T°C min 2°C / T°C max 25°C
- ✓ Conditionnement : 500 g

### Unité de vente :

1 Agarose LM – 500 g

---