

FICHE TECHNIQUE

Référence	777107
Désignation	Colorant de Gram Kit de 4 flacons

Description :

- ✓ Colorant/décolorant pour histologie
- ✓ Kit composé de :
 - Crystal violet oxalate solution 250 ml
 - Stabilized Lugol-PVP complex 250 ml
 - Decolorant (Acetone – Ethanol) 250 ml
 - Safranin solution 250 ml
- ✓ Stockage entre +15°C et +30°C
- ✓ Volume 250 ml

Unité de vente :

1 Kit de 4 flacons Colorant de Gram
