

#### Idéal pour la stérilisation de :

- Liquides
- Instruments non emballés
- Verreries

#### Caractéristiques

- Autoclave vertical à chargement par le haut
- Chambre de 85 litres
- 1 sonde de température flexible PT100 intracharges
- Température de stérilisation 121°C et 134°C
- Remplissage et vidange manuels dans des réservoirs intégrés à l'autoclave
- 4 programmes de cycles
- Traçabilité des cycles via clé USB (les 500 derniers cycles sont enregistrés dans la mémoire de l'autoclave)
- Panneau de commande à écran tactile convivial
- Ecran couleur pour suivre l'avancée du cycle
- Chambre et porte en inox AISI 304L polie
- Sur roulettes pour plus de mobilité

#### Options dont :

- Différentes tailles de paniers mailles inox, fond de paniers inox et bacs pleins inox
- Imprimante thermique

#### Données techniques

- Volume de la chambre : 85 litres
- Dimensions de la chambre (dpx) : 400x700 mm
- Dimensions externes (lxhxp) : 644x980x760 mm
- Poids : 135 kg
- Puissance de chauffe : 5,4 kW
- Volume du réservoir d'eaux usées : 3L
- Volume du réservoir d'eau de refroidissement : 6L



#### Capacité de chargement Erlenmeyer

- 26 fioles 250 ml
- 16 fioles 500 ml
- 10 fioles 1000 ml
- 3 fioles 2000 ml



#### Capacité de chargement Schott- Duran

- 38 bouteilles 250 ml
- 24 bouteilles 500 ml
- 16 bouteilles 1000 ml
- 4 bouteilles 2000 ml



#### Utilités

- Alimentation électrique : 220V/50Hz/1ph - 32 A

Les autoclaves Tuttnauer sont conçus et fabriqués selon les directives et normes européennes et internationales les plus strictes.