

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	780130
<b>Désignation</b>	Tube DCO 0-150 mg/l



### Description :

- ✓ Diamètre de 16 mm

### Caractéristiques techniques :

- ✓ A utiliser avec :
  - Eau
  - Eaux usées
  - Eau de mer
- ✓ A utiliser avec Dispositifs à clapet
- ✓ Plage 0 à 150 mg/L
- ✓ Méthode de test : Réacteur dichromate, digestion.

### Unité de vente :

25 tubes