

FICHE TECHNIQUE

Référence	780245
Désignation	Thermomètre TFX410



Description :

- ✓ Thermomètre à cœur avec sonde PT1000 fixe
- ✓ Haute précision
- ✓ Étanche à l'eau
- ✓ Plage de mesures : -50 °C +300 °C
- ✓ Précision : température : $\pm 0,3$ °C / $\pm 0,5$ °F; l'appareil avec sonde et fabriqué calibrage
- ✓ Résolution : 0,1°C
- ✓ Sonde : Pt 1000
- ✓ Câble : en silicone
- ✓ Classe de protection : IP67
- ✓ Pile : 3.0 V lithium, remplaçable par l'utilisateur
- ✓ Certificat : Etalonnage usine en 3 points
- ✓ Poids : env. 90 g
- ✓ Dimensions : 54 x 22 x 109 mm

Unité de vente :

1 Thermomètre TFX410