

## TFX 410-1 Thermomètre à Coeur Sans Sonde



### *pour diverses sondes Pt 1000*

TFX 410-1 Thermomètre à Coeur  
Sans Sonde

#### **Description du produit**

- Grand écran lisible
- Robuste et résistant aux chocs
- Plusieurs variantes de sondes
- Haute précision
- Étanche
- Résistant au lave-vaisselle
- Durée de vie de la pile d'environ 5 ans

Réf.: 1340-5415

### **Fiche technique**

<b>Plage de mesure</b>	-50 °C...+300 °C
<b>Précision</b>	± 0,3 °C
<b>Resolution</b>	0,1 °C
<b>Témpérature de fonctionnement</b>	-25 °C...+50 °C
<b>Témpérature de stockage</b>	-30 °C...+70 °C
<b>Sonde</b>	Pt 1000
<b>Variables mesurées</b>	Température
<b>classe de protection</b>	IP 67
<b>Pile</b>	3.0 V Lithium, remplaçable
<b>Durabilité de pile</b>	Env. 5 ans
<b>Dimensions</b>	54x22x109 mm
<b>Poids</b>	Env. 90 g
<b>Certificat</b>	Etalonnage usine en 3 points