

TPX 400-150 Sondes pour TFX 410-1 / TFX 420



Sonde Pt 1000 (avec Lemo taille 0)

TPX 400-150 Sondes pour TFX 410-1 / TFX 420

Description du produit

Sonde pointue pour thermomètre TFX 410-1 / 420, sonde pointue

Réf.: 1341-4168

Fiche technique

Plage de mesure	-50 °C...+400 °C
Précision	DIN IEC 584, classe 1
Sonde	Longueur de l'aiguille 120 mm, ø 3 mm
Câble	Silicone 150 cm
Variables mesurées	Température