

Désignation

- Kit de test colorimétrique VISOCOLOR ECO Ammonium 15, recharge

Référence

- 780393

Unité de vente : 1



Description

- Réactifs pour la détermination de l'ammonium dans les échantillons d'eau. VISOCOLOR ECO Ammonium 15 allie une utilisation facile avec une haute sécurité de mesure, par la compensation de la couleur et de la turbidité. Pour détermination visuelle par comparaison avec une échelle de couleurs ou une mesure photométrique avec nos photomètres compacts.
- Graduation Ammonium - 0 • 0,5 • 1 • 2 • 3 • 5 • 7 • 10 • 15 mg/L NH_4^+
- Domaine de mesure instrumental Ammonium - 0,5–8,0 mg/L NH_4^+
- Evaluation sur : Advance, PF-12Plus, Visuell
- Test n°. 5-10
- Méthode : Ammonium - Indophénol
- Analyse de l'eau de mer Oui
- Température de stockage 15–25 °C
- Stabilité (à partir de la production) 1.5 An(s)
- Remarque : Domaine de mesure valable pour le PF-12Plus. Il peut être différent pour les autres photomètres.
- Contenu : Réactifs pour 50 déterminations dans une boîte
- Substances dangereuses Oui

