

Désignation

- Titronic 500 avec burette 20ml livré complet

Référence

- 780443

Unité de vente : 1



Description

- Burette interchangeable de 5, 10, 20 et 50 ml
- Connection possible à une imprimante et/ou balance analytique
- Possibilité de titration manuelle et de dosage précis
- Caractéristiques techniques :
 - Ecran : 9 cm couleur 320 x 240 pixels
 - Interface : 2 x USB, 1 x mini-USB, 2 x RS232
 - Pas de burette : 10000
 - Nombre de méthodes : 15
 - Précision : 0,15 %
 - Alimentation 100-240 V
 - Dimensions l x h x p : 153 x 450 x 296 mm
 - Poids : 3,5 kg

