

FICHE TECHNIQUE

Référence	780462
Désignation	Titrateur volumétrique tl7500kf pour karl fisher volume burette 20ml



Description :

- ✓ Le titrimètre TitroLine® 7500 KF est un équipement volumétrique généraliste prévu pour un large éventail d'applications, notamment la volumétrie KF, les titrages ampérométriques (SO₂, indice de brome), les dosages et la préparation de solutions. C'est l'outil idéal des analyses KF dans les secteurs pharmaceutique, chimique, agroalimentaire et des huiles minérales.
- ✓ Rapidité, simplicité et précision
- ✓ Méthodes standard destinées à différentes applications (détermination du titre, valeur à blanc)
- ✓ Écran couleur grande luminosité permettant la lecture avec courbe de titrage en ligne, même à distance et depuis des angles extrêmes
- ✓ Mémorisation des résultats via le port USB (formats PDF et CSV)
- ✓ Modules intelligents interchangeables (5, 10, 20 ml)
- ✓ Informations de commande : Fournis avec modules interchangeables WA 05, 10 ou 20, support de titrage TM 235 KF avec pompe et agitateur intégrés (flacons et tubes inclus), récipient de titrage TZ 1770, double microélectrode en platine KF 1100, kit de démarrage (tamis moléculaire, aiguilles avec seringues et laine de verre) et alimentation 100 - 240 V.
- ✓ Dimensions L×P×H : 153×296×450 mm
- ✓ Poids : 3,5 kg

Unité de vente :

1 Titrateur