

FICHE TECHNIQUE

Référence	780473
Désignation	Multiparamètres portable



Description :

- ✓ Avec sonde oxygène numérique FDO 925
- ✓ Idéal pour réaliser les mesures d'oxygène dissous, de pH, de conductivité et de turbidité
- ✓ Robuste et waterproof
- ✓ Ecran rétroéclairé
- ✓ Grande capacité de mémoire, données transférables vers un ordinateur ou une imprimante via une clé USB
- ✓ 1 sortie + wifi
- ✓ Alimentation : 4 piles alcaline manganèse, ou via câble USB
- ✓ Indice de protection IP67

Unité de vente :

1 Multiparamètres portable