

FICHE TECHNIQUE

Référence	780506
Désignation	Viscosimètre UBBELOHDE



Description :

- ✓ En verre
- ✓ Calibré
- ✓ Conforme DIN IIc
- ✓ Conforme DIN 51562-1
- ✓ Volume réservoir : 5.7 ml
- ✓ Longueur 290 mm
- ✓ Diamètre interne capillaire : 1.50 mm
- ✓ Constante : 0.03
- ✓ Plage de mesure : 3 à 30 mm²/s

Unité de vente :

1 Viscosimètre