


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	781603B
<b>Désignation</b>	Pycnomètre 10 ml



### Description :

- ✓ Pycnomètre de Gay Lussac
- ✓ En verre borosilicate 3.3
- ✓ DIN ISO 3507
- ✓ Non calibré
- ✓ Obturateur NS 10/19 avec capillaire
- ✓ Sommet d'obturateur rodé et poli
- ✓ Capacité nominale imprimée au fond
- ✓ Volume : 10 ml

### Unité de vente :

2 Pycnomètres 10 ml