


FICHE TECHNIQUE

Référence	781665
Désignation	Fiole jaugée 20 ml avec bouchon



Description :

- ✓ En verre borosilicaté 3.3
- ✓ Avec bouchon en verre
- ✓ Qualité Blaubrand
- ✓ Classe A
- ✓ Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
- ✓ Volume : 20 ml
- ✓ Tolérance $\pm 0,04$ ml
- ✓ Rodage : NS 10/19
- ✓ Certificat de lot livré par unité d'emballage

Unité de vente :

2 Fioles jaugées 20 ml avec bouchons