

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	781666
<b>Désignation</b>	Fiole jaugée 20 ml avec bouchon



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté 3.3
- ✓ Avec bouchon en verre
- ✓ Qualité Blaubrand
- ✓ Classe A
- ✓ Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
- ✓ Volume : 20 ml
- ✓ Tolérance  $\pm 0,06$  ml
- ✓ Rodage : NS 12/21
- ✓ Certificat de lot livré par unité d'emballage

### Unité de vente :

2 Fioles jaugées 20 ml avec bouchons