

FICHE TECHNIQUE

Référence	781667
Désignation	Fiole jaugée 25ml blaubrand 10/19



Description :

- ✓ Fioles jaugées, BLAUBRAND®, classe A, DE-M, avec bouchon en verre, certificat de lot ISO
- ✓ Volume 25 ml
- ✓ Rodage NS 10/19
- ✓ Limite d'erreur en ml $\pm 0,04$ ml
- ✓ Avec bouchon en verre
- ✓ Classe de précision classe A
- ✓ Toutes les fioles jaugées BLAUBRAND® sont livrées avec un numéro de lot et un certificat de lot joint par emballage d'origine

Unité de vente :

2 Fioles