

FICHE TECHNIQUE

Référence	781669
Désignation	Fiole jauge 10ml Blaubrand classe a bouchon en verre



Description :

- ✓ La qualité constante BLAUBRAND
- ✓ Classe A
- ✓ Attestées conformes
- ✓ En DURAN® , DIN EN ISO 1042
- ✓ Certificat de lot livré par unité d'emballage
- ✓ Col lisse sans bouchon, ou avec bouchon carré en polypropylène avec pointe d'égouttement (ce bouchon réduit nettement le danger de casse en cas de renversement et évite alors que la fiole ne roule sur la paillasse), ou avec bouchon en verre
- ✓ Type bouchon : 12/21
- ✓ Poids emballé 0,123 kg

Unité de vente :

2 Fioles