

FICHE TECHNIQUE

Référence	781673
Désignation	Fiole jaugée 250ml blaubrand 14/23



Description :

- ✓ Fioles jaugées, BLAUBRAND®, classe A, DE-M, avec bouchon en verre, certificat de lot ISO
- ✓ Volume 250 ml
- ✓ Rodage NS 14/23
- ✓ Limite d'erreur en ml $\pm 0,15$ ml
- ✓ Avec bouchon en verre
- ✓ Classe de précision classe A
- ✓ Toutes les fioles jaugées BLAUBRAND® sont livrées avec un numéro de lot et un certificat de lot joint par emballage d'origine

Unité de vente :

2 Fioles