

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	781675
<b>Désignation</b>	Fiole jaugée 1l blaubrand 24/29



### Description :

- ✓ Fioles jaugées, BLAUBRAND®, classe A, DE-M, avec bouchon en verre, certificat de lot ISO
- ✓ Volume 1000 ml
- ✓ Rodage NS 24/29
- ✓ Limite d'erreur en ml  $\pm 0,04$  ml
- ✓ Avec bouchon en verre
- ✓ Classe de précision classe A
- ✓ Toutes les fioles jaugées BLAUBRAND® sont livrées avec un numéro de lot et un certificat de lot joint par emballage d'origine

### Unité de vente :

1 Fiole