

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Référence | 781700 |
| Désignation | Fiole jaugée 20 ml |



Description :

- ✓ En verre borosilicate 3.3
- ✓ Blaubrand®
- ✓ Avec bouchon en PP
- ✓ Rodage NS 10/19
- ✓ Classe A
- ✓ DIN EN ISO 1042
- ✓ Coloris : ambré
- ✓ Volume 20 ml

Unité de vente :

2 Fioles jaugées 20 ml