

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	781705
<b>Désignation</b>	Fiole jaugée 250 ml



### Description :

- ✓ En verre borosilicate 3.3
- ✓ Blaubrand®
- ✓ Avec bouchon en PP
- ✓ Rodage NS 14/23
- ✓ Classe A
- ✓ DIN EN ISO 1042
- ✓ Coloris : ambré
- ✓ Volume 250 ml

### Unité de vente :

2 Fioles jaugées 250 ml