

FICHE TECHNIQUE

Référence	781739
Désignation	Pointe pipette



Description :

- ✓ En PP
- ✓ Graduées pour un contrôle rapide des volumes
- ✓ Sans filtre
- ✓ Autoclavable jusqu'à 121°C max
- ✓ Non stérile
- ✓ Sans RNase/DNase, sans ATP, sans endotoxines
- ✓ En rack
- ✓ Coloris : gris
- ✓ Volume 0,5 – 20 µl

Unité de vente :

1 Pointe pipette
