

Désignation

- Capuchon à vis externe orange vrac

Référence

- 783714

Unité de vente : 960



Description

- Bouchon à vis pour tube, filetage externe
- Qualité de scellage optimale et sécurité des échantillons.
- Adapté au stockage cryogénique.
- Fabriqué à partir de PP vierge de haute qualité
- Couleur : orange
- Haute résistance chimique
- Autoclavable
- Convient pour sceller les tubes à filetage externe et interne
- Large plage de températures de fonctionnement : -196°C à $+121^{\circ}\text{C}$ (Ne pas utiliser dans l'azote en phase liquide)

