





Standardisez votre stockage d'échantillons cryogéniques

fluid<sup>K</sup>

**Cryoboîtes en Polycarbonate**  
**à fond ouvert 10X10**

66-1800



- ✚ Cryoboîtes en Polycarbonate 100 places à couvercle transparent avec grilles de marquage des emplacements
- ✚ Angle biseauté au niveau de la position 1
- ✚ Fond ouvert pour lecture des codes 2D
- ✚ Code 2D gravé sous le dessous
- ✚ *Stockage jusqu'à -196°C (atmosphère d'azote)*
- ✚ Tous types de cryotubes 1ml à 2ml
- ✚ Autoclavables
- ✚ Dimensions (cm) : 136,2 x 136,2 x 48,2
- ✚ Conditionnement: 10 cryoboîtes

Référence	Description
66-1800	Cryoboîtes noires 10X10 en Polycarbonate avec couvercle transparent, code 2D gravé sous le dessous. 10 boîtes

