

Standardisez votre stockage d'échantillons cryogéniques

fluidK[®]

Bouchons TPE Septums pour tubes 2D à pas de vis externe

0,3 ml-0,5 ml-0,7 ml-1 ml- 1ml à jaquette

65-75000, 65-76000



- + TPE Septums pour tubes à pas de vis externe (diamètre interne de 6,5 mm)
- + *Bouchons TPE septum en Santoprene Thermo Elastic Polymère*
 - *Sans Rnase/ Sans Dnase*
 - *Sans Endotoxines*
 - *Sans traces de métaux lourds*
 - *Sans Phtalates*
 - *Sans Biocides*
 - *Sans agents de démoulage (oleamide, erucamide, stearamide)*
 - *Aucun relarguage de constituants chimiques*
- + Bouchons disponibles en blanc ou en naturel (pour l'automatisation)
- + Complètement automatisable (bouchage/débouchage)
- + Montés sur nappe souple pour bouchage de tube individuel, en rangée ou un portoir
SBS 96 entier
- + Température minimale : -80°C
- + Conditionnement: 50 plaques de 96 Septums

