

*Standardisez votre stockage d'échantillons cryogéniques*

fluidX®

**Bouchons à pas de vis externe pour cryotubes 2ml à  
jaquette FluidX**

65-7572, 65-7573, 65-7574, 65-7575, 65-7576



- ✚ *Bouchons à pas de vis externe en Polypropylène homopolymère*  
**Novatec® PP MG2T**
  - *Sans Rnase/ Sans Dnase*
  - *Sans Endotoxines*
  - *Sans traces de métaux lourds*
  - *Sans Phtalates*
  - *Sans Biocides*
  - *Sans agents de démoulage (oleamide, erucamide, stearamide)*
  - *Aucun relarguage de constituants chimiques*
  - *Aucune expansion différentielle des matériaux entre le tube et le bouchon*
- ✚ Complètement automatisable (bouchage/débouchage) et bouchage en 1 seul tour
- ✚ Concept propriétaire de jointage par compression : dépasse les pressions supportées par les bouchons à pas de vis interne
- ✚ Température d'usage : +130°C /-196°C
- ✚ Conditionnement de 480 bouchons vissants
- ✚ Bouchons disponibles en 5 coloris

Référence	Description	Référence	Description	Référence	Description
65-7572	Bouchons orange	65-7574	Bouchons bleus	65-7576	Bouchons jaunes
65-7573	Bouchons rouges	65-7575	Bouchons verts		

