

Standardisez votre stockage d'échantillons cryogéniques

fluidX®

Bouchons à pas de vis externe pour cryotubes 2ml à jaquette FluidX

65-7572, 65-7573, 65-7574, 65-7575, 65-7576



- ✚ Bouchons à pas de vis externe en Polypropylène homopolymère **Novatec® PP MG2T**
 - Sans Rnase/ Sans Dnase
 - Sans Endotoxines
 - Sans traces de métaux lourds
 - Sans Phtalates
 - Sans Biocides
 - Sans agents de démoulage (oleamide, erucamide, stearamide)
 - Aucun relargage de constituants chimiques
 - Aucune expansion différentielle des matériaux entre le tube et le bouchon
- ✚ Complètement automatisable (bouchage/débouchage) et bouchage en 1 seul tour
- ✚ Concept propriétaire de jointage par compression : dépasse les pressions supportées par les bouchons à pas de vis interne
- ✚ Température d'usage : +130°C /-196°C
- ✚ Conditionnement de 480 bouchons vissants
- ✚ Bouchons disponibles en 5 coloris

Référence	Description	Référence	Description	Référence	Description
65-7572	Bouchons orange	65-7574	Bouchons bleus	65-7576	Bouchons jaunes
65-7573	Bouchons rouges	65-7575	Bouchons verts		

