

Standardisez votre stockage d'échantillons cryogéniques

fluid<sup>K</sup>

**Cryoboîtes Haute densité en Polycarbonate**  
**à fond ouvert 14X14**

66-0196-01	66-0196-02	66-0196-03
132,6 x 132,6 x 34,1	132,6 x 132,6 x 46,8	132,6 x 132,6 x 52,6

- ✚ Cryoboîtes en Polypropylène partie basse noir 196 places à couvercle transparent en Polycarbonate avec grilles de marquage des emplacements
- ✚ Angle biseauté au niveau de la position 1
- ✚ Fond ouvert pour lecture des codes 2D
- ✚ Code 2D gravé sous le dessous et code linéaire et alphanumérique gravés sur le côté pour la référence 66-0196-03
- ✚ *Stockage jusqu'à -196°C (atmosphère d'azote)*
- ✚ Tous types de cryotubes 1ml à 2ml
- ✚ Autoclavables
- ✚ Conditionnement: 10 cryoboîtes



**Standardisez votre stockage d'échantillons cryogéniques**



Référence	Description
66-0196-01	Cryoboîtes HD noires 14X14 en Polypropylène avec code 2D gravé sous le dessous, couvercle transparent en polycarbonate, 10 boîtes
66-0196-02	Cryoboîtes HD noires 14X14 en Polypropylène avec code 2D gravé sous le dessous, couvercle transparent en polycarbonate, 10 boîtes
66-0196-03	Cryoboîtes HD noires 14X14 en Polypropylène avec code 2D gravé sous le dessous, code linéaire et alphanumérique gravés sur le côté, couvercle transparent en polycarbonate, 10 boîtes
Autres articles d'intérêt :	
66-1801	Cryoboîtes noires 9X9 en Polypropylène avec code 2D gravé sous le dessous, code linéaire et alphanumérique gravés sur le côté, couvercle transparent en polycarbonate, dim 136,2 x 136,2 x 48,2 - 10 boîtes
66-1802	Cryoboîtes noires 9X9 en Polypropylène avec code 2D gravé sous le dessous, code linéaire et alphanumérique gravés sur le côté, couvercle transparent en polycarbonate, dim 136,2 x 136,2 x 54, pour tout type de cryotubes 2ml - 10 boîtes

