


Standardisez votre stockage d'échantillons cryogéniques

fluid^K

Cryoboîtes Haute densité en Polycarbonate
à fond ouvert 14X14

66-0196-01	66-0196-02	66-0196-03
132,6 x 132,6 x 34,1	132,6 x 132,6 x 46,8	132,6 x 132,6 x 52,6

- ✚ Cryoboîtes en Polypropylène partie basse noir 196 places à couvercle transparent en Polycarbonate avec grilles de marquage des emplacements
- ✚ Angle biseauté au niveau de la position 1
- ✚ Fond ouvert pour lecture des codes 2D
- ✚ Code 2D gravé sous le dessous et code linéaire et alphanumérique gravés sur le côté pour la référence 66-0196-03
- ✚ *Stockage jusqu'à -196°C (atmosphère d'azote)*
- ✚ Tous types de cryotubes 1ml à 2ml
- ✚ Autoclavables
- ✚ Conditionnement: 10 cryoboîtes



Standardisez votre stockage d'échantillons cryogéniques



Référence	Description
66-0196-01	Cryo boîtes HD noires 14X14 en Polypropylène avec code 2D gravé sous le dessous, couvercle transparent en polycarbonate, 10 boîtes
66-0196-02	Cryo boîtes HD noires 14X14 en Polypropylène avec code 2D gravé sous le dessous, couvercle transparent en polycarbonate, 10 boîtes
66-0196-03	Cryo boîtes HD noires 14X14 en Polypropylène avec code 2D gravé sous le dessous, code linéaire et alphanumérique gravés sur le côté, couvercle transparent en polycarbonate, 10 boîtes
Autres articles d'intérêt :	
66-1801	Cryo boîtes noires 9X9 en Polypropylène avec code 2D gravé sous le dessous, code linéaire et alphanumérique gravés sur le côté, couvercle transparent en polycarbonate, dim 136,2 x 136,2 x 48,2 - 10 boîtes
66-1802	Cryo boîtes noires 9X9 en Polypropylène avec code 2D gravé sous le dessous, code linéaire et alphanumérique gravés sur le côté, couvercle transparent en polycarbonate, dim 136,2 x 136,2 x 54, pour tout type de cryotubes 2ml - 10 boîtes

