

Désignation

- Corps de réacteur collerette large 5000ml
hauteur 245mm sphérique
- Référence : 785637

Unité de vente : 1



Description

- Le flacon Roux possède un col excentré. Posé à plat, sa capacité est inférieure de moitié à celle indiquée.
- Dotés d'un rodage plan en verre facilitant l'accès au contenu, ces flacons grande capacité sont préconisés pour un large éventail de réactions à grande échelle : synthèse chimique, purification, mélange, agitation etc.
- Avec rodage plan Quickfit®, de large diamètre
- A utiliser avec les couvercles à rodage plan et collier de fermeture Quickfit® pour collerette large
- Leur col large facilite l'insertion de paliers d'agitateurs et l'élimination des résidus solides
- Diam. int. rodage plan : 100 mm
- Forme Sphérique
- Hauteur totale approx : 245 mm
- Diam. ext. corps : 222 mm
- Capacité nom. : 5000 ml

