


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	786201
<b>Désignation</b>	Bloc de Stockage MAsterblock



### Description :

- ✓ En Polypropylène
- ✓ Volume : 0,5 ml
- ✓ Coloris : Naturel
- ✓ Puits : Rond à fond conique
- ✓ Non pyrogènes, exempts de DNase et RNase
- ✓ Scellables à la chaleur, par adhésif ou couvercle souple
- ✓ Index alphanumérique
- ✓ Centrifugeables à 4800

### Unité de vente :

80 Blocs