


Microplaque 384 puits, PS, Small Volume™,

LoBase, haute fixat°, blanc, 10 PCS./sachet

Référence produit: 788074



— Informations principales

| | |
|-------------------------|---|
| Description du produit: | Microplaque 384 puits, PS, Small Volume™, LoBase, haute fixat°, blanc, 10 PCS./sachet |
| Stérile: | non-sterile |
| Conditionnement: | 80 |

— Emballage

| | |
|----------------------|--------------------|
| Poids emballage: | 2,50 kg |
| Dimension emballage: | 335 x 250 x 165 mm |
| Conditionnement: | 80 |
| PAL: | 12320 |
