

FICHE TECHNIQUE

Référence	789022B
Désignation	Bouteille carrée pour drosophiles



Description :

- ✓ En polypropylène pur et vierge de qualité médicale
- ✓ Parois minces pour une meilleure visibilité
- ✓ Graduations utiles pour verser les médias drosophila
- ✓ Fond carré avec bords arrondis
- ✓ Fermeture universelle

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions 6 OZ
- ✓ Graduations 12,5 ml
- ✓ Volume 177 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 57 x 103 mm

Unité de vente :

250 Bouteilles carrées pour drosophiles
