


FICHE TECHNIQUE

Référence	793100
Désignation	Etuve



Description :

- ✓ Etuve à hybridation Belco
- ✓ Mini-étuve pour 6 tubes de 35 mm
- ✓ Dimensions internes : 37.5 x 18 x 20.5 cm
- ✓ Dimensions externes : 41.5 x 34.5 x 32.5 cm
- ✓ Permet de réaliser toutes les opérations de pré-hybridation, d'hybridation et de lavage à une température parfaitement régulée et avec une agitation par mouvement rotatif.
- ✓ Affichage digital de la température
- ✓ Température réglable de 5 °C à 99 °C
- ✓ Contrôle de la température par microprocesseur
- ✓ Répartition de la température rapide et homogène par ventilation
- ✓ Vitesse de rotation de 7,5 rpm
- ✓ Rôtissoire amovible pour faciliter l'entretien

Unité de vente :

1 Etuve