

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par SACHET (=UC)

| | |
|-----------|----------------|
| Couleur | BLANC |
| Origine | Chine |
| Taille | TU |
| Epaisseur | 15,00 microns |
| Densité | 2,70 g / m2 |
| Quantité | 100 manchettes |

COMPOSITION

LDPE PURE : POLYETHYLENE BASSE
 DENSITE
 PLASTIQUE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LONGUEUR en cm : 40

LARGEUR en cm : 20

DIAMETRE ELASTIQUE en cm : 5

Contact alimentaire

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :
 Industrie agro alimentaire

Référence douanière : 39262000

Quantité de manchettes par unité de vente : 2 000

Présentation :
 Etanches et résistants

Bénéfices client :
 Offre une protection optimale des avants bras.

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|--------------------|----------------|---------------|------------|
| Type | CARTON | POLYFILM | |
| Quantité UC | 20 | 1 | |
| Poids kg | 5,90 | | |
| Longueur cm | 40,00 | 18,00 | |
| Largeur cm | 25,00 | 2,40 | |
| Hauteur cm | 30,00 | 28,00 | |
| Code EAN | 3378927010431 | 3378927010455 | |

PALETTISATION

| | |
|----------------------|--------|
| Type de palette | 80x120 |
| UV par niveau | 9 |
| Nombre de niveaux | 5 |
| UV par palette | 45 |
| Hauteur palette en m | 1,65 |
| Volume UV en m3 | 0,0300 |
| | |
| | |



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.
 Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%
 Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE

119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE

Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38

contact@mphygiene.com

www.mphygiene.com



Fabricant français et responsable
 Hygiene products manufacturer