

Pelles SteriPlast®

Les pelles SteriPlast® en polystyrène sont fabriquées dans notre salle blanche, classe 7 (10.000), montées, emballées individuellement pour l'usage unique et stérilisées par irradiation gamma.

Ces pelles conviennent parfaitement aux poudres, granulés et pâtes. La pelle équipée d'un couvercle transparent peut être directement refermée après le prélèvement, ce qui permet de transporter ainsi l'échantillon de manière stérile et exempte de toute contamination.

- ▶ PS, blanc
- ▶ Emballées une par une et stérilisées par irradiation gamma
- ▶ Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
- ▶ Conforme aux directives alimentaires UE et FDA



Au moment de la conception de ces pelles, l'ergonomie était au centre de nos intérêts : grâce à la forme spéciale de la poignée et grâce au bord légèrement relevé, la pelle est toujours horizontale et peut donc être posée sans que l'échantillon ne ruisselle en dehors.

Pelles SteriPlast®

| Contenance ml | Modèle | Longueur mm | Pièce par pack | Réf. | |
|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------|----|
| 25 | sans couvercle | 141 | 10 | 5378-1001 | N4 |
| 25 | avec couvercle | 142 | 10 | 5378-1002 | N4 |
| 50 | sans couvercle | 160 | 10 | 5378-1003 | N4 |
| 50 | avec couvercle | 161 | 10 | 5378-1004 | N4 |
| 100 | sans couvercle | 205 | 10 | 5378-1005 | N4 |
| 100 | avec couvercle | 206 | 10 | 5378-1006 | N4 |
| 150 | sans couvercle | 216 | 10 | 5378-1007 | N4 |
| 150 | avec couvercle | 218 | 10 | 5378-1008 | N4 |
| 250 | sans couvercle | 232 | 10 | 5378-1013 | N4 |
| 250 | avec couvercle | 235 | 10 | 5378-1014 | N4 |
| 500 | sans couvercle | 280 | 10 | 5378-1015 | N4 |
| 500 | avec couvercle | 283 | 10 | 5378-1016 | N4 |
| 1000 | sans couvercle | 332 | 10 | 5378-1019 | N4 |
| 2000 | sans couvercle | 381 | 10 | 5378-1020 | N4 |