

FICHE TECHNIQUE

Référence	795525
Désignation	Cuillère de prélèvement laboplast 10ml



Description :

- ✓ La cuillère jetable
- ✓ Idéale pour prélever des poudres, des granulés, des pâtes et des liquides.
- ✓ Matière : polystyrène
- ✓ Volume : 10 ml (similaire à une cuillère à soupe)
- ✓ Longueur : 170 mm
- ✓ Fabriquée en salle blanche de classe 7 (10 000)
- ✓ Emballage individuel

Unité de vente :

100 Cuillères
